



TANDA

luxe™

Instruções de uso
mode d'emploi
instrucciones de uso



Obrigado...

por adquirir o novo dispositivo Luxe. O Luxe utiliza um arranjo LED super luminoso para administrar feixes de luz vermelha concentrados para obter um efeito de fototerapia fracionada. Incluindo vibração sônica e leve aquecimento em uma única cabeça de tratamento massageador, essas tecnologias complementares proporcionam uma experiência fotofacial profissional para obter uma pele exuberante, macia, suave e radiante.

Para informações importantes sobre a segurança e sobre como utilizar o dispositivo, leia as instruções de uso por completo.

Contate os especialistas da Tanda para ajudá-lo no início e na determinação de sua rotina de tratamento. Nossa meta é ajudá-lo a obter os melhores resultados possíveis!

Atendimento ao cliente:

(11) 2659-8313 (São Paulo Capital)
(11) 0800-979-2575 (Demais Localidades)
Email: sac@tandabrasil.com.br


Horário de Atendimento:

Seg-Sex, 9-18h Horário de Brasília

FABRICANTE

Tanda Beauty Canada Inc.

11-380 Jamieson Parkway
Cambridge, ON, N3C 4N4



Índice


Conteúdo da embalagem	2
Para que é usado o dispositivo?	3
Contraindicações	4
Advertências	5
Precauções	6
Riscos	7
Benefícios	8
Sobre o envelhecimento	9
Iniciando	9
Carregando a bateria	10
Controles do Luxe	11
Como usar	12
O que esperar	14
Segurança dos olhos	14
Manutenção do dispositivo	15
Dicas de viagem	16
Solução de problemas	17
Serviços	18
Especificações	19
Assistência e informações de contato.....	20
Garantia	21

Conteúdo da embalagem:

- Cabeça de Tratamento Luxe (1)
- Cabo recarregável sem fio Luxe (2)
- Suporte de carregamento (3)
- Fio elétrico
- Óculos protetores

Componentes:

- Pino plastic (para sustentar a carga) (4)
- Botão liga e desliga laranja (5)
- Luz indicadora (6)



Para o que este dispositivo é usado?

Luxe é utilizado para tratar rugas e linhas finas na área periorbital (ao redor dos olhos), com frequência chamadas de "pés de galinha".

O Luxe é ideal para você?

CLASSIFICANDO AS RUGAS

As rugas são classificadas conforme a Escala de Rugas de Fitzpatrick exibida abaixo. O Luxe atua melhor nas rugas Classe I, Classe II e Classe III.

A ESCALA DE RUGAS DE FITZPATRICK

Classe	Descrição	O Luxe é ideal para você?
• Sem rugas	• Sem rugas	Não
• Classe I	• Rugas finas	Sim
• Classe II	• Rugas levemente a moderadamente profundas e número moderado de linhas de expressão	Sim
• Classe III	• Rugas finas a profundas, linhas numerosas e dobras reduzidas ou dobras	Sim

Para mais informações sobre rugas e tipos de pele, visite www.tanda.com.

Contraindicações

Nunca utilize este dispositivo sobre qualquer lesão suspeita ou cancerígena. O uso deste dispositivo sobre lesões cancerígenas ou de outro tipo pode resultar no retardamento do melhor tratamento médico. As características típicas das lesões potencialmente cancerígenas incluem:

- **Assimetria:** metade da área anormal da pele é diferente da outra metade
- **Margens:** Margens irregulares
- **Cor:** varia de uma área para outra, com tons bronzeados, marrom ou preto (algumas vezes, branco, vermelho, azul)
- **Diâmetro:** geralmente (mas não sempre) acima de 6 mm (diâmetro de uma borracha de lápis)
- **Sangramento:** Qualquer crescimento de pele que sangra ou que não cicatriza

Não utilize se tiver histórico de convulsões causadas por luz.


É recomendável que você teste uma parte pequena e menos sensível da pele (por exemplo, seu antebraço).

Teste de sensibilidade à luz

Siga estas instruções para verificar se você é sensível à luz:

1. Pressione o botão liga e desliga laranja para ligar.
2. Coloque o dispositivo sobre uma área do antebraço (conforme o diagrama à direita). Deixe em contato durante todo o ciclo de tratamento de 3 minutos.
3. Pressione o botão liga e desliga laranja novamente para completar outro tratamento de 3 minutos na mesma área da parte interna do braço.
4. Aguarde 24 horas. Você **NÃO** deve apresentar qualquer reação adversa durante as próximas 24 horas.

Uma reação adversa é a dor ou desconforto nas áreas de tratamento ou qualquer vermelhidão prolongada na pele.



Advertências

Advertência: **Descontinue o uso** se sentir qualquer desconforto ou apresentar vermelhidão na pele que dure por mais de duas horas. Você pode ter sensibilidade à luz ou algum outro problema. Consulte seu profissional da saúde.

Advertência: **Não utilize** se estiver grávida ou amamentando.

Advertência: **Não utilize** se tiver apresentado enxaqueca nos últimos dois anos.

Advertência: **Não utilize** sobre a glândula da tireoide (área do pescoço). Isso pode resultar em estimulação do crescimento.

Advertência: Para reduzir o risco de choque elétrico que pode causar lesão ou morte:

- **Sempre** conecte o adaptador de energia AC primeiro ao dispositivo, depois à tomada.
- **Não coloque ou guarde** o dispositivo onde ele possa cair em um balde ou pia. Não coloque ou derrube na água ou em outros líquidos.
- **Mantenha** todos os dispositivos elétricos (incluindo o Luxe) longe da água (incluindo chuveiro e banheira). Se a unidade cair acidentalmente na água, desconecte imediatamente.
- **Mantenha o fio elétrico distante** de superfícies quentes.
- **Nunca derrube** ou insira qualquer objeto dentro de qualquer abertura no dispositivo.
- **Este é um dispositivo doméstico.** Verifique com cuidado o local aonde será conectado a base energia de seu Zap. Recomendamos utilizar uma fonte segura para o fornecimento de energia
- **Utiliza apenas** o adaptador de energia fornecido com o Luxe.
- **Nunca opere** este dispositivo se ele estiver com um fio ou tomada danificados, se não estiver funcionando apropriadamente, se tiver sido derrubado ou danificado ou submerso em água. Envie o dispositivo para a Syneron Beauty Canada Inc. para avaliação e reparo.
- **Não desmonte** o dispositivo, uma vez que isso pode causar dano à unidade, funcionamento indevido, choque elétrico, fogo ou lesão pessoal. Não há peças reparáveis pelo usuário dentro da unidade.
- **Não permita** que crianças utilizem o dispositivo sem supervisão.

Advertência: Para evitar incêndios ou queimaduras graves:

- **Desligue imediatamente** se o Luxe começar a superaquecer.
- **Mantenha distante** de onde produtos aerossóis inflamáveis estão sendo utilizados ou de onde esteja sendo administrado oxigênio.

Precauções

Pare imediatamente se apresentar qualquer efeito adverso ou se tiver alguma preocupação quanto ao uso. Contate seu médico. Você pode estar apresentando uma reação de fotossensibilidade.

Utilize este dispositivo apenas para seu uso pretendido, conforme descrito neste manual.

Utilize com os óculos de proteção fornecidos com o Luxe.

Não olhe diretamente para a fonte de luz na cabeça do dispositivo enquanto estiver em operação.

Não utilize se tiver sensibilidade elevada à luz. Se não tiver certeza sobre a sensibilidade à luz, recomendamos que realize o Teste de Sensibilidade à Luz descrito na página 4.

Não utilize se estiver fazendo uso de medicamentos conhecidos por torná-lo sensível à luz. Exemplos comuns de medicamentos que podem torná-lo sensível à luz são: Anti-histamínicos indicados para gripe e medicamentos para alergia; medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais (NSAIDs), indicados para controlar a dor e inflamação na artrite e antibióticos, incluindo tetraciclina e sulfonamidas, ou medicamentos "sulfa". Exemplos comuns de não medicamentos que podem torná-lo sensível à luz são: desodorantes, sabonetes antibactericidas, adoçantes artificiais, agente abrillantador fluorescente para celulose, nylon e fibras de lã, como no sabão de roupa, naftalina, produtos derivados do petróleo e em sulfeto de cádmio, um produto químico injetado na pele durante

uma tatuagem.

Não utilize o dispositivo se estiver fazendo uso de esteroides tópicos ou sistêmicos ou NSAIDs para dor ou problemas na pele. Isso pode resultar em reação de fotossensibilidade.

Não utilize em ou próximo a uma injeção de esteroide. Isso pode resultar em reação de fotossensibilidade.

Descarte todos os produtos de acordo com as normas e códigos locais e nacionais.

Não opere este dispositivo em um ambiente no qual estão sendo utilizados outros dispositivos que intencionalmente irradiam energia eletromagnética de forma desprotegida. Equipamentos de comunicação por radiofrequência portáteis ou móveis podem afetar o equipamento médico elétrico.

Não risque, marque ou danifique a superfície emissora de luz.

Não acenda a fonte de luz nos olhos de uma pessoa.

A não utilização e manutenção do Luxe de acordo com as instruções resumidas neste manual invalidarão a garantia.

Leia todas as instruções antes de utilizar seu Luxe.

Inspeção este dispositivo antes de cada uso. Verifique se há algum dano.

Opere, transporte e guarde o Luxe da forma especificada neste manual.

Ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados podem resultar em lesão

Riscos

Perigo	Probabilidade de um evento perigoso	Efeitos ao Usuário
Possíveis problemas elétricos	Improvável de acontecer	Choque
Superaquecimento	Pode ocorrer de tempo em tempo	Desconforto, interrupção do tratamento
Energia inadequada à unidade	Improvável de acontecer	A unidade não irá funcionar
Operação fora das condições ambientais prescritas	Improvável de acontecer	Dano à unidade
Usuário não segue as instruções de manutenção.	Improvável de acontecer	Falta de eficácia do produto
Superaquecimento da bateria	Improvável de acontecer	O cabo pode superaquecer, resultando em desconforto
A bateria explode	Improvável de acontecer	Pode causar queimaduras ou lesões sérias
Vazamento da bateria	Improvável de acontecer	Pode causar queimaduras sérias
Curto-circuito	Improvável de acontecer	Pode causar superaquecimento do cabo, o que pode resultar em desconforto ao usuário
Usuário pode inadvertidamente emitir luz nos olhos	Pode ocorrer de tempo em tempo	Desconforto e, possivelmente, dor de cabeça
Usuário pode tentar emitir luz nos olhos	Improvável de acontecer	Desconforto e, possivelmente, dor de cabeça
Usuário pode ter fotossensibilidade na pele	Improvável de acontecer	Pode fazer com que a pele fique vermelha
Usuário pode estar utilizando um medicamento fotossensibilizante ou erva	Improvável de acontecer	Pode fazer com que a pele fique vermelha
Usuário tenta utilizar o produto após a exposição máxima recomendada por local e por dia	Pode ocorrer de tempo em tempo	Tratamento ineficaz

Perigo	Probabilidade de um evento perigoso	Efeitos ao Usuário
A pessoa com doença na tireoide pode tentar utilizar em torno da área do pescoço	Improvável de acontecer	Possível estimulação de crescimento da doença
A pessoa pode tentar utilizar no local de uma injeção recente de esteroide	Improvável de acontecer	Reações imprevistas

Apenas os riscos conhecidos do dispositivo estão listados. Pode haver outros riscos no uso do dispositivo, uma vez que o estudo clínico provavelmente não revelou todos os riscos do uso do dispositivo. Os usuários do dispositivo podem controlar os riscos do dispositivo apenas se lerem e entenderem todas as partes do manual e seguirem todas as instruções, contraindicações, advertências e precauções de forma exata.

Benefícios

Benefício	Probabilidade do Benefício	Efeitos ao Usuário
Redução nas rugas periorbitais e linhas finas	Frequente	Melhoria da hidratação e textura na área tratada juntamente com redução nas rugas e linhas finas

Os usuários deste dispositivo podem obter benefício com seu uso apenas se lerem e entenderem todas as informações do manual do usuário e se seguirem exatamente todas as instruções no manual do usuário.

Sobre o envelhecimento

Conforme envelhecemos, a deflação e a deterioração nos fazem parecer mais velhos do que nos sentimos ou desejamos. A deflação, uma perda de volume, é causada por uma redução nos níveis de colágeno. A deterioração aparece com uma textura áspera, opacidade geral, vermelhidão, linhas finas e rugas.

A ciência por trás da luz vermelha

A terapia com luz vermelha é amplamente usada há anos por dermatologistas e profissionais que trabalham com cuidados faciais por seus benefícios rejuvenescedores. O comprimento de onda específico da luz vermelha comprovadamente impulsiona a energia celular geral, aumentando a produção natural de colágeno e elastina do seu corpo e aumentando a microcirculação. O resultado é uma pele mais preenchida, firme e com aparência mais jovem.

Aproveite o luxo e a conveniência dos resultados dos spas profissionais no conforto de sua própria casa.

Iniciando

Configuração do Dispositivo

Começar a utilizar o Luxe é fácil.


- 1.** Desembrulhe o dispositivo e todos os acessórios.
- 2.** Remova a camada protetora da cabeça de tratamento e descarte.
- 3.** Seu dispositivo possui uma bateria recarregável interna. Você precisará carregar totalmente seu dispositivo por aproximadamente 4 horas antes da primeira utilização. Vide **Carregando a Bateria** para detalhes.

Carregando a bateria

- Antes de carregar, remova o pino plástico (4) do fundo do cabo sem fio, caso contrário ele não entrará no suporte de carregamento.
- Coloque o dispositivo com firmeza no suporte de carregamento (3).
- Conecte o fio à base do suporte de carregamento e a outra ponta do fio à uma tomada AC (como uma tomada de parede).
- O dispositivo levará aproximadamente 4 horas para carregar.
- A luz indicadora (6) ficará laranja enquanto o dispositivo estiver carregando; ela apagará quando o carregamento estiver completo.
- O dispositivo agora está pronto para ser usado desconectado. Um dispositivo totalmente carregado será capaz de aplicar 10 ciclos de três minutos entre as cargas.

Observação:

- Você também pode utilizar seu dispositivo conectado a uma tomada AC (como uma tomada na parede). Simplesmente conecte uma extremidade do fio no soquete no final do cabo e conecte a outra extremidade a uma tomada AC na parede. O dispositivo obterá energia da tomada AC.



Controles do Luxe

O dispositivo possui indicadores de luz e som para identificar os ciclos de tratamento e o comportamento de execução.

Indicadores de luz

Piscante verde	O dispositivo está pronto ou aplicando um tratamento
Laranja fixo	A bateria está sendo carregada
Vermelho fixo	Ocorreu um erro. Pode ser: Um problema com a instalação da cabeça de tratamento A bateria está fraca A unidade pode estar superaquecendo.
Apagada	O dispositivo está desligado

Indicadores de som

Um bip	Início do tratamento
Um bip rápido a cada 30 segundos	Um tratamento está em curso e faz 30 segundos desde o último bip ou início do tratamento
Dois bips	Fim do ciclo de tratamento ou bateria baixa
Três bips	Temperatura alta na superfície da cabeça de tratamento
Quatro bips	A cabeça de tratamento foi desconectada

Como utilizar

Familiarize-se com o dispositivo

O dispositivo é construído com diversas funções de fácil utilização para uma experiência fácil e segura.

- Para ativar o dispositivo, pressione o botão liga e desliga laranja uma vez; a luz indicadora piscará em verde quando o dispositivo tiver sido ativado.
- A cabeça de tratamento do dispositivo possui um **sensor de contato** integrado, a luz vermelha rejuvenescedora, a vibração sônica e o aquecimento suave só se ativarão quando a cabeça de tratamento estiver em contato direto com a pele. O dispositivo desligará automaticamente se não for aplicado à pele dentro de 20 segundos ou se for removido da pele por mais de 20 segundos.
- Como uma função de segurança adicional, a cabeça de tratamento do dispositivo possui um **sensor de temperatura** integrado que desligará o dispositivo se a superfície da cabeça de tratamento ficar muito quente. Deixe o dispositivo resfriar por 5-10 minutos antes de reiniciar.
- O dispositivo opera em ciclos de três minutos. Soará um bip a cada 30 segundos para que você saiba que ele está ligado. Dois bips rápidos indicarão quando o ciclo estiver completo. Pressione o botão de acionamento para reativar.

Etapa 1: Prepare a pele para tratamento

Antes do uso, limpe a pele para remover maquiagem ou cremes que possam conter materiais refletivos.

Etapa 2: Trate sua pele

Após ativar o dispositivo Luxe, coloque levemente a cabeça de tratamento sobre as áreas desejadas (ex., em torno dos olhos) por 3 minutos, duas vezes por semana.

Etapa 3: após o tratamento

Aplique seus produtos favoritos de cuidado com a pele, pois agora sua pele está mais bem preparada para absorver outros produtos.



CUSTOMIZE SEU TRATAMENTO PARA ATINGIR AS ÁREAS DESEJADAS

Ao tratar as áreas desejadas, você pode manter o dispositivo fixo ou deslizar a cabeça de tratamento pela área continuamente até o tratamento de três minutos estar completo.

O que esperar

DURANTE O TRATAMENTO:

Os usuários sentirão uma sensação de calor juntamente com uma vibração suave na pele que alguns descreveram como calmante. Muitos usuários apresentam um aumento da hidratação e preenchimento da pele imediato.

APÓS 1 SEMANA DE TRATAMENTO:

Boa parte dos usuários começará a observar uma melhoria da textura da pele, enquanto que a maioria dos usuários observará um aumento na sensação de pele saudável e aumento na maciez da pele.

APÓS 2 SEMANAS DE TRATAMENTO:

A grande maioria dos usuários observará uma redução nos sinais gerais do envelhecimento, particularmente um aumento na firmeza da pele.

APÓS 4 SEMANAS DE TRATAMENTO:

Muitos usuários observarão melhor condição da pele em comparação ao tratamento anterior. Isso inclui melhoria no aspecto de pele saudável e redução nas linhas finas e rugas.

Segurança para os olhos

Os óculos foram fornecidos para sua conveniência e conforto, uma vez que algumas pessoas acham a luz brilhante. O teste patrocinado pela empresa mostrou que, quando usada conforme instruído, a luz não apresenta risco de dano aos olhos.

- Posicione os óculos de proteção sobre os olhos.
- Amarre o elástico para que os óculos se ajustem confortavelmente em torno da cabeça.

Observação: Não direcione a fonte de luz diretamente para os olhos.

Manutenção do dispositivo

As instruções de manutenção a seguir são importantes para garantir que seu dispositivo continue a funcionar conforme elaborado. Não seguir essas instruções pode fazer com que seu dispositivo pare de aplicar a dose necessária ou pare de funcionar por completo.

Cuidado com a bateria

Recomenda-se manter seu cabo totalmente carregado. Após o uso, coloque o dispositivo no suporte de carregamento. Você não pode sobrecarregar seu dispositivo.

Quando o dispositivo não for ser utilizado por períodos longos, recomendamos que deixe o dispositivo no suporte sem conectar o adaptador de energia.

Limpeza

A superfície da cabeça de tratamento deve ser limpa após cada uso.

Seu dispositivo não é a prova de água. NÃO mergulhe o dispositivo na água. Não o coloque em máquina de lavar louça; fazer isso pode resultar em dano permanente. Caso a unidade acidentalmente fique submersa, não tente utilizá-la. Contate o revendedor ou a Syneron Beauty Canada Inc.

Como limpar a superfície de tratamento

Utilize um pano úmido, macio, sem pelos e um detergente sem álcool para limpar a superfície da cabeça de tratamento do Luxe. Repita apenas com água. Seque a superfície utilizando um pano seco limpo.

Substituindo a cabeça de tratamento Luxe

As Cabeças de Tratamento Tanda são elaboradas para durar até 6.000 tratamentos de 3 minutos, após o que a cabeça de tratamento não emitirá mais luz. As cabeças de tratamento de substituição estão disponíveis por meio do Atendimento ao Cliente da Tanda.

Se precisar substituir a cabeça de tratamento, consulte o desenho:



Dicas de viagem

O desenho leve do dispositivo e sua forma compacta o tornam uma companhia fácil de viagem.

VOLTAGEM UNIVERSAL

O dispositivo é elaborado para carregar com segurança nos sistemas 110/120V ou 220/240V. Pode ser carregado em países estrangeiros usando um adaptador elétrico.

Solução de problemas

Caso o dispositivo não funcione como o pretendido, as informações a seguir o ajudarão a identificar possíveis problemas com o dispositivo e sua configuração.

Se	Faça o seguinte
O indicador de luz está desligado enquanto o adaptador de energia está conectado a uma tomada AC que funciona.	A bateria está totalmente carregada (dispositivo está pronto para uso). <i>Ou</i> A bateria não está carregando apropriadamente (certifique-se de que o dispositivo esteja seguro no suporte de carregamento).
O dispositivo desliga após 3 minutos.	Isso indica o término de um ciclo de tratamento. Pressione o botão liga-desliga laranja para iniciar outro ciclo de tratamento.
O dispositivo não inicia quando o botão liga-desliga laranja é pressionado	Certifique-se de que o pino branco não está no fundo do dispositivo. <i>Ou</i> Carregue o dispositivo (a luz indicadora ficará laranja quando carregado apropriadamente). <i>Ou</i> Verifique se a cabeça de tratamento está presa.
A luz indicadora está piscando em verde, mas a cabeça de tratamento não está iluminada.	Certifique-se de que a superfície de luz esteja tocando a pele.
A luz indicadora não está laranja quando o dispositivo está carregando.	Certifique-se de que o cabo esteja firme no suporte de carregamento e que o suporte esteja conectado a uma tomada AC funcionando.
O dispositivo desliga na metade do tratamento ou após poucos tratamentos.	Retire a cabeça de tratamento e deixe o dispositivo esfriar por 5-10 minutos. <i>Ou</i> Certifique-se de que esteja carregando seu dispositivo corretamente, vide Carregando a Bateria .

Se ainda tiver dúvidas, visite tanda.com para mais dicas e soluções de problemas.

Serviços

Se o Luxe precisar de serviços de reparo ou troca, por favor, contate a Tanda Beauty Canada Inc. ou Distribuidor Autorizado:

Atendimento ao cliente:

(11) 2659-8313 (São Paulo Capital)

(11) 0800-979-2575 (Demais Localidades)

Email: sac@tandabrasil.com.br

Horário de Atendimento:

Seg-Sex, 9-18h Horário de Brasília

Especificações

Dispositivo Tanda Luxe = Tanda SÉRIE 7

Cabeça de Tratamento Tanda Luxe= LUXE SÉRIE 7



PEÇA TIPO BF APLICADA



Atenção, consulte DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA



Marca de Certificação TUV



Siga as instruções de uso

Bateria de Hidreto Metálico de Níquel (NiMH), 4,8V, 800 mAh

Adaptador de Energia Especificado: Modelo Nº UE15WCP-090130SPA, grau médico, Entrada: 100-240V, 50-60Hz, 400mA, Saída: 9.0VDC, 1.3A max.

Parâmetros Operacionais: Temperatura Ambiente: 15°C a 35°C UR: 15% a 75%, Sem condensação;

Pressão Atmosférica: 700 – 1060 hPa;

Especificações Ambientais de Transporte/Armazenamento: Temperatura Ambiente: 0 °C a 60 °C; UR: 10% a 90%

Biocompatibilidade – Declaração de Conformidade

Este dispositivo foi testado em conformidade com os requisitos da ISO 10993 para a biocompatibilidade quando usado na pele intacta para a duração do tratamento recomendado. Os materiais do dispositivo em contacto com a pele são biocompatíveis e podem ser utilizadas sem causar problemas de sensibilização, irritação ou efeitos tóxicos.



FCC – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

Modelo: Luxe Série 7 está em conformidade com a seguinte especificação: FCC Seção 15, Subitem B: 2006. **Informações Complementares:** Este dispositivo atende à Seção 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às seguintes condições: (1) este dispositivo talvez possa causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar uma operação indesejada.

AVISO DA INDÚSTRIA CANADENSE:

Este aparelho digital Classe B atende ao ICES-003 canadense.

DESCARTE

Equipamento Elétrico e Eletrônico Residual (WEEE)



Para informações e instruções sobre o descarte apropriado deste produto em sua localização, visite tanda.com

Assistência e informações de contato

Obrigado por comprar o Luxe. Este dispositivo médico foi desenvolvido para atender aos mais altos padrões de qualidade, funcionalidade e desenho. Leia o manual do usuário e siga cuidadosamente as instruções sobre o uso deste dispositivo. Para perguntas sobre o Luxe, visite nosso website www.tanda.com ou contate o Atendimento ao Cliente.

Atendimento ao cliente:

(11) 2659-8313 (São Paulo Capital)

(11) 0800-979-2575 (Demais Localidades)

Email: sac@tandabrasil.com.br

Horário de Atendimento:

Seg-Sex, 9-18h Horário de Brasília

Fabricante

Tanda Beauty Canada Inc.

11-380 Jamieson Parkway

Cambridge ON, N3C 4N4

ESTE CANAL DE COMUNICAÇÃO PODE SER USADO SE TIVER ALGUMA DÚVIDA SOBRE O USO DO DISPOSITIVO

Garantia

Registre a garantia de seu dispositivo Tanda Zap pelo tanda.com.

É garantido que seu produto Tanda esteja livre de defeitos no material e mão de obra por um período de um ano após a data de sua compra original sob uso normal. Essa garantia se estende apenas ao comprador original, com comprovação de compra original e apenas quando adquirido de um vendedor Tanda autorizado ou revendedor.

Se o produto apresentar defeito dentro de período de garantia ligue para nossa equipe de atendimento ao cliente pelos telefones (11) 2659-8313 (São Paulo Capital) ou (11) 0800-979-2575 (Demais Localidades) ou pelo email sac@tanda.com.br. As informações de contato podem ser encontradas no tanda.com. Tanda Beauty Canada Inc. se reserva ao direito de trocar um produto com defeito pelo produto mais comparável disponível atualmente. Seu reparo exclusivo de qualquer produto defeituoso abrangido por esta garantia limitada é limitado ao reparo ou substituição do produto defeituoso. A responsabilidade integral da Tanda Beauty Canada Inc. por qualquer produto defeituoso não deve exceder, em nenhum caso, o preço de compra do produto defeituoso.

Esta garantia não abrange os produtos determinados pela Tanda Beauty Canada Inc. como sendo danificados por qualquer um dos seguintes motivos:

- Acidente, uso indevido, abuso ou alteração
- Serviço realizado por pessoas não autorizadas
- Uso com acessórios não autorizados ou uso diferente do instruído
- Conexão a voltagem ou corrente incorreta
- Qualquer outra condição fora de nosso controle

NA EXTENSÃO PERMITIDA POR LEI, A TANDA BEAUTY CANADA INC. NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO OU INDIRETO RESULTANTE DO USO OU USO INCORRETO DESTES PRODUTOS, INCLUINDO QUALQUER DANO GERAL, INCIDENTAL, ESPECIAL OU CONSEQUENCIAL. TODAS AS REPRESENTAÇÕES, GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS SÃO LIMITADAS EM SUA DURAÇÃO ATÉ UM ANO A PARTIR DA DATA DA COMPRA ORIGINAL.

Esta garantia concede a você direitos legais específicos e você ainda pode ter outros direitos que variam dependendo de seu estado, província ou outra jurisdição. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequenciais, ou limitações de por quanto tempo uma garantia implícita dura, de forma que as limitações e exclusões acima podem não se aplicar a você.

Direitos autorais© Tanda Beauty Canada Inc. 2013, Tanda e Luxe são marcas registradas da Tanda Beauty Canada Inc. Todos os direitos reservados. Patentes pendentes.

TANDA

www.tanda.com

IMPRESSO EM: Ago. 2011
PEÇA Nº: 10705 R00